



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

Innovat^{est}

PurpleTiME

BeneCheck™

PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO semi-cuantitativa (PSA EN CASETE)



CÓDIGO

ABT-TM-B302

TABLA INFORMATIVA

- DETECCIÓN
- Antígeno Prostático Específico (PSA)
- SENSIBILIDAD
- 98.9%
- ESPECIFICIDAD
- 98.6%
- EXACTITUD
- 98.7%
- TIEMPO DE LECTURA
- 3 minutos

MUESTRA

- Sangre entera
- Suero
- Plasma

PRESENTACIÓN

Casete

CONTENIDO

20 kits

PRINCIPIO

Inmunoensayo semicuantitativo basado en membrana

DESCRIPCIÓN

La Prueba Semi-Cuantitativa de PSA en Casete Innovatest® está diseñada para la detección semicuantitativa del Antígeno Prostático Específico (PSA) en sangre entera, suero o plasma como ayuda en el diagnóstico del cáncer de próstata y de la hiperplasia benigna de próstata (HBP). La prueba tiene un valor de corte de 3ng/ml y un valor de referencia de 10ng/ml. Agente de diagnóstico para uso *in vitro*.

Importado y distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PRUEBA RÁPIDA DE ALCOHOL



CÓDIGO

ABT-ACH-A188

TABLA INFORMATIVA

- LÍMITE DE DETECCIÓN
- Mayor a 40 mg/dl
- SENSIBILIDAD
- 96%
- ESPECIFICIDAD
- 100%
- CONCORDANCIA
- 98%
- TIEMPO DE LECTURA
- 3 minutos

MUESTRA

Orina

PRESENTACIÓN

Tira

CONTENIDO

50 pz/caja

PRINCIPIO

Colorimétrico

DESCRIPCIÓN

La Prueba en Tira de Alcohol en Orina Innovatest® es una prueba rápida diseñada para detectar la presencia de alcohol etílico en la orina, en una concentración superior a 0.04% (40 mg/dl), solo para uso profesional de diagnóstico *in vitro*.

Importado y distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



Registro Sanitario No. 0658R2024 SSA

PRUEBA RÁPIDA DE ALCOHOL



CÓDIGO

ABT-ACH-A187

TABLA INFORMATIVA

- LÍMITE DE DETECCIÓN
- 0.02% a 0.30%
- SENSIBILIDAD
- 97%
- ESPECIFICIDAD
- 100%
- CONCORDANCIA
- 98%
- TIEMPO DE LECTURA
- 3 minutos

MUESTRA

Saliva

PRESENTACIÓN

Tira

CONTENIDO

50 pz/caja

PRINCIPIO

Colorimétrico

DESCRIPCIÓN

La Prueba en Tira de Alcohol en Saliva Innovatest® es una prueba rápida de un solo paso no invasiva diseñada para la detección de alcohol etílico en la saliva humana a una concentración límite de 0.02% (20 mg/dL), solo para uso profesional de diagnóstico *in vitro*.

Importado y distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



Registro Sanitario No. 0676R2024 SSA

DISPOSITIVO MULTIDROGAS

multi-line en saliva



CÓDIGO

ABT-DOA-AC146
ABT-DOA-C146

ABT-DOA-AC146

Dispositivo multilínea de 6 fármacos **con alcohol** (saliva)
AMP50 / BZO20 / COC20 / MET50 / OPI40 / THC50 / ALC

ABT-DOA-C146

Dispositivo multilínea de 6 fármacos (saliva)
AMP50 / BZO20 / COC20 / MET50 / OPI40 / THC50

TABLA INFORMATIVA

- **DETECCIÓN**
2 hasta 6 drogas de forma simultánea con y sin alcohol
- **SENSIBILIDAD**
95%
- **EXACTITUD**
98.3%
- **TIEMPO DE LECTURA**
10 Minutos

MUESTRA

Saliva

PRESENTACIÓN

Pluma

CONTENIDO

25 pz/caja

PRINCIPIO

Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral

DESCRIPCIÓN

El Dispositivo Multidrogas Multi-line en Saliva Innovatest® es una prueba rápida para la detección cualitativa simultánea de múltiples drogas (fármacos) o metabolitos de drogas en el fluido oral. Para su uso diagnóstico in vitro.

Importado y distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



Registro Sanitario No. 2158R2025 SSA



DISPOSITIVO MULTIDROGAS

multi-line en saliva

CÓDIGO

ABT-DOA-AC146-1

ABT-DOA-AC146-1

Dispositivo multilínea de 6 fármacos con alcohol (saliva)
AMP50 / BZO20 / COC20 / MET50 / OPI40 / THC50 / ALC

TABLA INFORMATIVA

- DETECCIÓN
2 hasta 6 drogas de forma simultánea + Alcohol
- SENSIBILIDAD
95%
- EXACTITUD
98.3%
- TIEMPO DE LECTURA
10 Minutos

MUESTRA

Saliva

PRESENTACIÓN

Pluma

CONTENIDO

1 Prueba

PRINCIPIO

Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral

DESCRIPCIÓN

El Dispositivo Multidrogas Multi-line en Saliva Innovatest® es una prueba rápida para la detección cualitativa simultánea de múltiples drogas (fármacos) o metabolitos de drogas en el fluido oral. Para su uso diagnóstico in vitro.

Importado y distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PRUEBA RÁPIDA Multidrogas en Panel en orina



CÓDIGO

ABT-DOA-D

2-12 parámetros

PRODUCTOS DE LÍNEA

3 Parámetros

COC 300 / MET 1000 / THC 50

5 Parámetros

AMP 1000 / COC 300 / MET 1000 / OPI 2000 / THC 50

¡NUEVO! ★

12 Parámetros

FYL 20 / AMP 1000 / BAR 300 / BZO 300 / COC 300 / MDMA 500 / MET 1000 / MTD 300 / OPI 2000 / OXY 100 / PCP 25 / THC 50T

6 Parámetros

AMP 1000 / BZO 300 / COC 300 / MET 1000 / OPI 2000 / THC 50

7 Parámetros

AMP 1000 / BZO 300 / COC 300 / FYL 20 / MET 1000 / OPI 2000 / THC 50

Código	Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar
2	ABT-DOA-D282	5	ABT-DOA-D285	8	ABT-DOA-D288	11	ABT-DOA-D355
3	ABT-DOA-D283	6	ABT-DOA-D286	9	ABT-DOA-D289	12	ABT-DOA-D356
4	ABT-DOA-D284	7	ABT-DOA-D287	10	ABT-DOA-D290		

PARÁMETROS A ELEGIR

MDPV Metilendioxiprovalerona 3000 ng / mL	OPI Opíaceos 2000 ng / mL	PCP Fenciclidina 25 ng / mL	LSD Dietilamida del Ácido Lisérgico 50 ng / mL
MET Metanfetamina 300, 500, 1000 ng / mL	MOP Morfina 100, 300 ng / mL	KET Ketamina 300, 1000 ng / mL	K2-50 Marihuana sintética 50 ng / mL
MPD Metilfenidato 300, 1000 ng / mL	6-MAM Monoacatilmorfina 10 ng / mL	FYL Fentanilo 10, 20 ng / mL	THC Marihuana 25, 50, 150 ng / mL
MDMA Éxtasis 500, 1000 ng / mL	MTD Metadona 200, 300 ng / mL	ETG Etil glucurónico 500 ng / mL	ZOL Zolpidem 50 ng / mL
COT Cotonina 100, 200 ng / mL	OXY Oxiconona 100 ng / mL	PPX Propoxifeno 300 ng / mL	BZO Benzodiazepina 100, 200, 300, 500 ng / mL
AMP Anfetamina 300, 500, 1000 ng / mL	TML Tramadol 100, 300 ng / mL	MQL Metacualona 300 ng / mL	TCA Nortriptilina 1000 ng / mL
COC Cocaína 100, 150, 200, 300 ng / mL	EDDP 2-etilideno-1 5-dimetil-3 3-difenilpirrolidina 100, 300 ng / mL	BUP Buprenorfina 5, 10 ng / mL	BAR Barbitúricos 200, 300 ng / mL
ACE Acetaminofén 5000 ng / mL			

Estimulantes Analgésicos Sedativos Anestésicos Depresivos Anticonvulsivos Antidepresivos Alucinógenos

Importado y distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

FDA

Registro Sanitario No. 2330R2025 SSA

medeinn.com

ventas@medeinn.com

56-1684-6299 / 55-4065-3304

PRUEBA RÁPIDA MULTIDROGAS en Vaso



2-18 parámetros

★ ¡NUEVO!

● Producto de línea con **5 Parámetros**
AMP 1000 / COC 300 / MET 1000 / OPI 2000 / THC 50

● Producto de línea con **6 Parámetros**
AMP 1000 / BZO 300 / COC 300 / MET 1000 / OPI 2000 / THC 50

Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código
2	ABT-DOA-G122	8	ABT-DOA-G128	14	ABT-DOA-G134
3	ABT-DOA-G123	9	ABT-DOA-G129	15	ABT-DOA-G135
4	ABT-DOA-G124	10	ABT-DOA-G130	16	ABT-DOA-G136
5	ABT-DOA-G125	11	ABT-DOA-G131	17	ABT-DOA-G137
6	ABT-DOA-G126	12	ABT-DOA-G132	18	ABT-DOA-G138
7	ABT-DOA-G127	13	ABT-DOA-G133		



2-12 parámetros

Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código
2	ABT-DOA-H122	6	ABT-DOA-H126	10	ABT-DOA-H130
3	ABT-DOA-H123	7	ABT-DOA-H127	11	ABT-DOA-H131
4	ABT-DOA-H124	8	ABT-DOA-H128	12	ABT-DOA-H132
5	ABT-DOA-H125	9	ABT-DOA-H129		

PARÁMETROS A ELEGIR

4-MMC Mefedrona 500 ng / mL	MDMA Éxtasis 500, 1000 ng / mL	OXY Oxiconona 100 ng / mL	ETG Etil glucurónico 500 ng / mL
MCAT Metcatinona 1000 ng / mL	OPI Opiáceos 2000 ng / mL	TRA Tramadol 100, 300 ng / mL	PPX Propoxifeno 300 ng / mL
MDPV Metilendioxipirovalerona 3000 ng / mL	PGB Pregabalina 500, 1000, 2000 ng / mL	ACE Acetaminofén 5000 ng / mL	MLQ Metacualona 300 ng / mL
AMP Anfetamina 300, 500, 1000 ng / mL	PCP Fenciclidina 25 ng / mL	ZOL Zolpidem 50 ng / mL	TCA Antidepresivos tricíclicos 1000 ng / mL
COC Cocaína 100, 150, 200, 300 ng / mL	MOP Morfina 100, 300 ng / mL	BZO Benzodiazepina 100, 200, 300, 500 ng / mL	BAR Barbitúricos 200, 300 ng / mL
COT Cotonina 100, 200 ng / mL	6-MAM Monoacatilmorfina 100 ng / mL	KET Ketamina 300, 500, 1000 ng / mL	LSL Dietilamida del Ácido Lisérgico 50 ng / mL
MET Metanfetamina 300, 500, 1000 ng / mL	MTD Metadona 200, 300 ng / mL	FYL Fentanilo 10, 20 ng / mL	K2 Marihuana sintética 30, 50 ng / mL
MPD Metilfenidato 300, 1000 ng / mL	EDDP 2-etilideno-1-5-dimetil-3-3-difenilpirolidina 100, 300 ng / mL	BUP Buprenorfina 5, 10 ng / mL	THC Marihuana 25, 50, 150 ng / mL

Estimulantes Analgésicos Sedativos Anestésicos Depresivos Anticonvulsivos Antidepresivos Alucinógenos

Distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



Registro Sanitario No. 2189R2025 SSA

PRUEBA RÁPIDA MULTIDROGAS en Vaso



2-17 parámetros

TIRA DE ADULTERACIÓN

+SG / pH / OX / CRE / NI / GL



Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código
2	ABT-DOA-L122	8	ABT-DOA-L128	13	ABT-DOA-L133
3	ABT-DOA-L123	9	ABT-DOA-L129	14	ABT-DOA-L134
4	ABT-DOA-L124	10	ABT-DOA-L130	15	ABT-DOA-L135
5	ABT-DOA-L125	11	ABT-DOA-L131	16	ABT-DOA-L136
6	ABT-DOA-L126	12	ABT-DOA-L132	17	ABT-DOA-L137
7	ABT-DOA-L127				



2-12 parámetros

TIRA DE ADULTERACIÓN

+SG / pH / OX / CRE / NI / GL



Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código
2	ABT-DOA-M122	6	ABT-DOA-M126	10	ABT-DOA-M130
3	ABT-DOA-M123	7	ABT-DOA-M127	11	ABT-DOA-M131
4	ABT-DOA-M124	8	ABT-DOA-M128	12	ABT-DOA-M132
5	ABT-DOA-M125	9	ABT-DOA-M129		

PARÁMETROS A ELEGIR

4-MMC Mefedrona 500 ng / mL	MDMA Éxtasis 500, 1000 ng / mL	OXY Oxiconona 100 ng / mL	ETG Etil glucurónico 500 ng / mL
MCAT Metcatinona 1000 ng / mL	OPI Opiáceos 2000 ng / mL	TRA Tramadol 100, 300 ng / mL	PPX Propoxifeno 300 ng / mL
MDPV Metilendioxipirovalerona 3000 ng / mL	PGB Pregabalina 500, 1000, 2000 ng / mL	ACE Acetaminofén 5000 ng / mL	MQL Metacualona 300 ng / mL
AMP Anfetamina 300, 500, 1000 ng / mL	PCP Fenciclidina 25 ng / mL	ZOL Zolpidem 50 ng / mL	TCA Antidepresivos tricíclicos 1000 ng / mL
COC Cocaína 100, 150, 200, 300 ng / mL	MOP Morfina 100, 300 ng / mL	BZO Benzodiazepina 100, 200, 300, 500 ng / mL	BAR Barbitúricos 200, 300 ng / mL
COT Cotonina 100, 200 ng / mL	6-MAM Monoacatilmorfina 10 ng / mL	KET Ketamina 300, 500, 1000 ng / mL	LSD Dietilamida del Ácido Lisérgico 50 ng / mL
MET Metanfetamina 300, 500, 1000 ng / mL	MTD Metadona 200, 300 ng / mL	FYL Fentanilo 10, 20 ng / mL	K2 Marihuana sintética 30, 50 ng / mL
MPD Metilfenidato 300, 1000 ng / mL	EDDP 2-etilideno-1-5-dimetil-3-3-difenilpirrolidina 100, 300 ng / mL	BUP Buprenorfina 5, 10 ng / mL	THC Marihuana 25, 50, 150 ng / mL
Estimulantes	Analgésicos	Sedativos	Anestésicos
Depresivos	Anticonvulsivos	Antidepresivos	Alucinógenos

Distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

medeinn.com

PRUEBA RÁPIDA MULTIDROGAS en Vaso



2-16 parámetros

DETECCIÓN DE ALCOHOL + TIRA DE ADULTERACIÓN

• Producto de línea con 7 Parámetros

AMP 1000 / BZO 300 / COC 300 / FLY 20 / MET 1000 / OPI 2000 / THC 50

+ALC +SG / pH / OX / CRE / NI / GL

Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código
2	ABT-DOA-Q122	7	ABT-DOA-Q127	12	ABT-DOA-Q132
3	ABT-DOA-Q123	8	ABT-DOA-Q128	13	ABT-DOA-Q133
4	ABT-DOA-Q124	9	ABT-DOA-Q129	14	ABT-DOA-Q134
5	ABT-DOA-Q125	10	ABT-DOA-Q130	15	ABT-DOA-Q135
6	ABT-DOA-Q126	11	ABT-DOA-Q131	16	ABT-DOA-Q136



2- 8 parámetros

DETECCIÓN DE ALCOHOL + TIRA DE ADULTERACIÓN

+ALC +SG / pH / OX / CRE / NI / GL

Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código	Parámetros a detectar	Código
2	ABT-DOA-M122	5	ABT-DOA-M126	7	ABT-DOA-M130
3	ABT-DOA-M123	6	ABT-DOA-M127	8	ABT-DOA-M131
4	ABT-DOA-M124				

PARÁMETROS A ELEGIR

4-MMC Mefedrona 500 ng / mL	ACE Acetaminofén 5000 ng / mL	OXY Oxiconona 100 ng / mL	PPX Propoxifeno 300 ng / mL
MCAT Metcatinona 1000 ng / mL	OPI Opiáceos 2000 ng / mL	TRA Tramadol 100, 300 ng / mL	MQL Metacualona 300 ng / mL
MDPV Metilendioxipirovalerona 3000 ng / mL	PGB Pregabalina 500, 1000, 2000 ng / mL	ZOL Zolpidem 50 ng / mL	TCA Antidepresivos tricíclicos 1000 ng / mL
AMP Anfetamina 300, 500, 1000 ng / mL	PCP Fenciclidina 25 ng / mL	BZO Benzodiazepina 100, 200, 300, 500 ng / mL	BAR Barbitúricos 200, 300 ng / mL
COC Cocaína 100, 150, 200, 300 ng / mL	MOP Morfina 100, 300 ng / mL	KET Ketamina 300, 500, 1000 ng / mL	LSD Dietilamida del Ácido Lisérgico 50 ng / mL
COT Cotonina 100, 200 ng / mL	6-MAM Monoacatilmorfina 10 ng / mL	FYL Fentanilo 10, 20 ng / mL	K2 Marihuana sintética 30, 50 ng / mL
MET Metanfetamina 300, 500, 1000 ng / mL	MTD Metadona 200, 300 ng / mL	BUP Buprenorfina 5, 10 ng / mL	THC Marihuana 25, 50, 150 ng / mL
MPD Metilfenidato 300, 1000 ng / mL	EDDP 2-etilideno-1-5-dimetil-3-3-difenilpirrolidina 100, 300 ng / mL	ETG Etil glucurónido 500 ng / mL	ALC Alcohol 20, 40 mg / dl
MDMA Éxtasis 500, 1000 ng / mL			
Estimulantes	Analgésicos	Sedativos	Anestésicos
Depresivos	Anticonvulsivos	Antidepresivos	Alucinógenos

Distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PRUEBA RÁPIDA DE EMBARAZO

midstream



INTERPRETACIÓN:



CÓDIGO

10011

Resultados en menos de
3 MIN

TABLA INFORMATIVA

DETECCIÓN DE EMBARAZO

- Hasta 5 días antes de la ausencia del periodo

TIEMPO RESULTADO

- 3 minutos

SENSIBILIDAD

- 99.9%

EXACTITUD

- 99.9%

MUESTRA

Orina

PRESENTACIÓN

Pluma

CONTENIDO

1 Prueba

PRINCIPIO

Inmunoensayo cromatográfico

DESCRIPCIÓN

La Prueba Rápida de Embarazo Midstream en Orina Purple Time® es una prueba rápida y cualitativa para la detección temprana del embarazo con resultados de fácil interpretación en menos de 3 minutos a través de la presencia de Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) en orina.

Punta absorbente 50% más amplia que el estándar.

Importado y distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PRUEBA RÁPIDA DE EMBARAZO digital



INTERPRETACIÓN:

YES +

POSITIVO

NO -

NEGATIVO

?

INVÁLIDO

CÓDIGO

10001

Resultados en menos de
3MIN

TABLA INFORMATIVA

DETECCIÓN DE EMBARAZO

- Hasta 5 días antes de la ausencia del periodo

TIEMPO RESULTADO

- 3 minutos

SENSIBILIDAD

- 99.9%

EXACTITUD

- 99.9%

MUESTRA

Orina

PRESENTACIÓN

Pluma

CONTENIDO

1 Prueba

PRINCIPIO

Inmunoensayo cromatográfico

DESCRIPCIÓN

La Prueba Rápida de Embarazo Digital en Orina Purple Time® es una prueba rápida, cualitativa y digital para la detección temprana de embarazo a través de la presencia de Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) en orina.

El resultado se lee en una pantalla digital que evita una mala interpretación y brinda un resultado confiable.

Importado y distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

GUANTES DE EXAMINACIÓN de Nitrilo




TABLA INFORMATIVA

- NITRILO**
- 100%
- DISEÑO**
- Ambidiestros, superficie texturizada con borde enrollado
- LÁTEX**
- 0%
- ESTÉRIL**
- No
- CONTENIDO**
- No empaquetado individualmente

TAMAÑOS

- Chico
- Mediano
- Grande

COLOR

- Azul
- Negro

CONTENIDO

100 piezas

TIPO

Libres de polvo

DESCRIPCIÓN

Sin necesidad de comprometer el confort brindan protección de sustancias no deseadas y peligrosas para los profesionales de la salud y de los pacientes. Los Guantes de Examinación de Nitrilo TMG® cumplen y superan los estándares solicitados.

Están compuestos de Nitrilo 100% (Acrilonitrilo-Butadieno) dando una solución para personas que son alérgicas al caucho de látex natural.

 Hecho en Malasia

Distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



Registro Sanitario No. 1380C2018 SSA

GUANTES QUIRÚRGICOS de Látex



CERTIFICADOS:

- US FDA
- ISO9001
- ISO13485



TABLA INFORMATIVA

ESTÉRIL

- Por radiación Gamma

DESLIZAMIENTO

- Mínimo

LATEX

- 100% (Caucho natural)

DISEÑO

- Mano específica, dedos anatómicamente curvados

TALLAS

- 6 - 6 1/2
- 7 - 7 1/2
- 8

COLOR

Blanco

CONTENIDO

50 pares
(Empaque individual)

TIPO

Libres de polvo

DESCRIPCIÓN

Fabricado con látex de caucho natural y suavidad intrínseca y confort. Ergonómicamente diseñado en formadores específicos de mano para proporcionar la comodidad requerida durante los procedimientos quirúrgicos. Estéril siempre que la bolsa este sellada y sin daños.

 Hecho en Malasia

Distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



Registro Sanitario No. 1337C2018 SSA

GUANTES ATENUANTES DE Radiación ESTÉRILES



TABLA INFORMATIVA

- LIBRES DE Plomo - Polvo de POLIISOPRENO
- LÁTEX 0%
- DESECHABLE NO TÓXICO
- DISEÑO Ergonómico para fácil manipulación

TALLAS

- 6 - 6 1/2
- 7 - 7 1/2
- 8

COLOR

- Negro

CONTENIDO

5 pares
(Empaque individual)

TIPO

Estéril

DESCRIPCIÓN

Los guantes de protección radiológica RadiaXon® PI son guantes estériles de un solo uso, libres de látex, con el único propósito de atenuar la radiación secundaria. Debido a sus excelentes cualidades tiene **mejor ajuste y comodidad, sin comprometer la protección**. Se puede desechar como otros productos de un solo uso.

Estéril y listo para utilizar siempre que la bolsa este sellada y sin daños.

 Hecho en Malasia

Distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

VASO RECOLECTOR PARA MUESTRA

desechable Tapa Roja



TABLA INFORMATIVA

- MATERIAL
Polipropileno de alta resistencia de grado médico
- GRADUACIÓN
Cada 10 ml
- SELLO
Hermético con tapa roscada
- DISEÑO
Ergonómico para fácil manipulación

CAPACIDAD

• 100 ml

COLOR

Traslucido

CONTENIDO

1 pieza
(Empaque individual)

TIPO

Estéril

DESCRIPCIÓN

Envase contenedor desechable diseñado para la recolección de fluidos biológicos (orina, eses, entre otras) fabricado con polipropileno de grado médico para laboratorios, clínicas y hospitales. Superficie translúcida con graduación para una mayor exactitud del volumen de la muestra y cierre hermético con rosca para reducir fuga de líquidos. Estéril y listo para utilizar siempre que la bolsa este sellada y sin daños.

 Hecho en México

Distribuido en México por:
MEDICAL DEVICE INNOVATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



Dispositivos médicos de alta
calidad, pruebas rápidas y
soluciones innovadoras en
diagnóstico.



medeinn.com

